

検査方法	風しん第5期予防接種の対象となる抗体価(単位等)	測定キット名(製造販売元)
HI法 (赤血球凝集抑制法)	8倍以下 (希釈倍率)	風疹ウイルスHI試薬「生研」 (デンカ生研株式会社)
	8倍以下 (希釈倍率)	R-HI「生研」 (デンカ生研株式会社)
EIA法 (酵素免疫法)	6.0未満(EIA価)	ウイルス抗体EIA「生研」ルベラIgG (デンカ生研株式会社)
	15未満 (国際単位(IU)/ml)	エンザイグノストB風疹/IgG (シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティクス株式会社)
ELFA法 (蛍光酵素免疫法)	25未満 (国際単位(IU)/ml)	バイダス アッセイキット RUB IgG (シスメックス・バイオメュー株式会社)
LTI法 (ラテックス免疫比濁法)	15未満 (国際単位(IU)/ml)	ランピアラテックス RUBELLA (極東製薬工業株式会社)
CLEIA法 (化学発光酵素免疫法)	20未満 (国際単位(IU)/ml)	アクセスルベラIgG (ヘックマン・コルター株式会社)
	11未満(抗体価)	i-アッセイCL風疹IgG (株式会社保健科学西日本)
FIA法 (蛍光免疫測定法)	1.5未満 (抗体価AI*)	BioPlex MMRV IgG (ハイオ・ラット・ラボラトリーズ株式会社)
	15未満 (国際単位(IU)/ml)	BioPlex ToRC IgG (ハイオ・ラット・ラボラトリーズ株式会社)

*製造企業が独自に調整した抗体価単位